

## Серебряная вода у Вас дома всегда!

✓ Для улучшения всхожести семян растений и исключения заболеваний ростков.



Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 4 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Замачивать семена перед посадкой на 2-3 часа.

✓ Для обеззараживания земли комнатных и тепличных растений от микроорганизмов, плесени, грибов.



Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 4 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Поливать растения в течение одной недели с 2-3 недельным перерывом.

✓ Для дезинфекции посуды, нательного и постельного белья, различных бытовых принадлежностей, а также мытья овощей и фруктов.



Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 5 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки.



Ионизатор предназначен для профилактики и лечения различных заболеваний, а также обеззараживания воды от болезнетворных бактерий (включая возбудителей брюшного тифа, дизентерии, холеры, сальмонеллез и пр.) Принцип работы прибора основан на запатентованном методе импульсного насыщения воды специальной комбинацией полезных ионов, благодаря чему вода приобретает свойства серебряной. Прибор имеет форму и размер обычной ручки. Вода сохраняет обеззараживающие свойства в течение года. Ресурс работы в режиме обеззараживания составляет 3000 литров. Питание прибора осуществляется от батареи 12 В.

### Ионизатор прошел испытания:

- в Федеральном научном центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Россия (гигиеническое заключение от 20.06.2001);
  - в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства Здравоохранения России (санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.02.2004 г. № 77.09.485.Д.000887.02.04);
  - в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского Российской Федерации (протокол № 6/624 от 24.12.2001);
  - в Центральной санитарно-эпидемиологической лаборатории Министерства обороны Республики Узбекистан (протокол испытаний качества обработанной воды от 25.05.1998 № 195);
  - в Environmental Laboratories, Massachusetts, США (заключение от 19.08.1998);
  - во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены МПС РФ (гигиеническое заключение от 15.08.2002. № 0/-083/322);
  - в Комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию Минздрава РФ (заключение от 03.06.2003 № 3/172-03).
- Успешные испытания прибора были также проведены в различных сертифицированных лабораториях и институтах Малайзии, Индии, Южной Кореи, Германии.

### Дистрибьютор:

Справки по тел: (+998 71) 369-31-44, (+998 97) 342-51-44, 400-34-24  
Факс: (+998 71) 369-31-44

### ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "GRINTEK"

100214, Узбекистан, г. Ташкент, п. Улугбек, ИЯФ АН РУз,  
e-mail: [green@green.uz](mailto:green@green.uz), [www.green.uz](http://www.green.uz)



Ионизатор IVK-1

Серебряная вода  
у Вас дома всегда!

Гарантия  
Вашего здоровья





# Серебряная вода у Вас дома всегда!

✓ Для обеззараживания воды от всех болезнетворных бактерий в походах, на рыбалке, охоте, в командировках и поездках в различные страны.



Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 60 секунд, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки.

✓ Для повышения иммунитета, профилактики инфекционных заболеваний и поддержания общего состояния организма на хорошем уровне.



Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 30 секунд, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Использовать вместо обычной воды для питья и приготовления чая, кофе, компотов, супов и пр.

✓ Для профилактики и лечения инфекционных и простудных заболеваний (ангина, ОРЗ, грипп).

Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 3 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Полоскать рот и горло 3-5 раз в день, закапывать в нос.

✓ При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки)

Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 2 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Принимать по 100-150 мл 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

✓ Для лечения пародонтоза и кровоточивости десен.

Размолоть морскую или океаническую соль в кофемолке или ступке до состояния пудры. В полученную пудру добавлять растительное масло (желательно оливковое), предварительно обработанное прибором из расчета 50 мл. в течение 1 минуты (при этом сигнальная лампа может не загораться). Пудру и масло смешать до получения сметанообразной пасты. Десны массировать полученной пастой в течение 10 минут движением пальцев от десен к зубам 1-2 раза в день. Как правило, кровоточивость десен прекращается через 2-3 дня. Пародонтоз, в зависимости от степени его выраженности излечивается за 1-4 недели. Для закрепления эффекта повторить процедуру через месяц.

✓ При гнойничковых заболеваниях кожи, юношеских угрях и прыщах.



Смочить водой кожу, приложить электрод (шарик на конце ионизатора) к проблемному участку так, чтобы кожа касалась одновременно и часть корпуса около электрода. При этом загорится индикатор прибора. Время обработки 5-8 секунд. В случае необходимости процедуру можно повторить 2-3 раза.

✓ Для быстрого заживления небольших ран и порезов.



Смочить водой место раны или пореза, приложить электрод к этому месту так, чтобы корпус прибора также касался увлажненного места. Время обработки раны 5-8 секунд. Сразу несколько часов место обработки покрывается тонкой черной пленкой, имеющей лечебное свойство. В случае необходимости, процедуру можно повторить 2-3 раза.

✓ Для улучшения состояния кожи лица (в косметологических целях).

Обработать воду прибором из расчета 1 литр в течение 4 минут, обязательно интенсивно перемешивать воду прибором во время обработки. Применяется в виде орошений, ванночек, примочек, лосьонов, тоников.